

Nuclease für DNA-/RNA-Abbau in Bioprozessen und Proteinaufreinigung

Enzymes.bio Research-Team · Wellington, Neuseeland · June 18, 2026

Nuclease ist eine Enzymklasse, die DNA und/oder RNA durch Spaltung von Phosphodiesterbindungen in kürzere Fragmente zerlegt. In B2B-Prozessen ist sie vor allem dann relevant, wenn freigesetzte Nukleinsäuren Zellysate viskos machen, Filtration und Klärung erschweren oder als Begleitstoffe in proteinreichen Zwischenprodukten stören. Enzymes.bio liefert Nuclease als online bestellbares Handelsprodukt in 1-kg-Einheiten; Analysezertifikat und Sicherheitsdatenblatt werden bei der Bestellung mitgeliefert.

Was Nuclease technisch leistet

Der Begriff **Nuclease** beschreibt keine einzelne Substanz, sondern eine funktionelle Enzymgruppe. Gemeinsam ist diesen Enzymen, dass sie Nukleinsäuren angreifen: DNasen spalten DNA, RNasen spalten RNA, andere Nucleasen können je nach Typ mehrere Substratformen verarbeiten. Biochemisch gehören Nucleasen zu den Hydrolasen, also zu Enzymen, die Bindungen unter Einbau von Wasser spalten; diese Enzymklasse ist in der Biotechnologie besonders breit vertreten, weil sie sehr unterschiedliche Substrate selektiv umsetzen kann ^[1].

Der praktische Effekt ist in vielen Prozessflüssigkeiten unmittelbar sichtbar: Lange genomische DNA verhält sich nach Zellaufschluss wie ein hochmolekulares Polymer. Schon wenn die DNA nicht Zielprodukt ist, kann sie die Viskosität erhöhen, Feststoffe schlechter sedimentieren lassen und Membranen oder Filter stärker belasten. Eine Nuclease schneidet diese langen Ketten intern oder von den Enden her in kürzere Fragmente; dadurch sinkt die mittlere Kettenlänge, und die Flüssigkeit wird in der Regel besser misch-, pump- und klärbar.

Für Enzymes.bio ist wichtig: Das Unternehmen ist Lieferant, nicht Hersteller und nicht Labor. Die Produktseite ermöglicht die direkte Online-Bestellung in 1-kg-Einheiten. Produktbegleitende Dokumente wie CoA und SDS werden bei der Bestellung mitgeliefert; produktspezifische Freigaben, interne Validierungen und regulatorische Bewertungen bleiben Sache des Anwenders.

Warum Nukleinsäuren Downstream-Prozesse stören

Nach mechanischem, chemischem oder enzymatischem Zellaufschluss werden DNA und RNA aus Zellen freigesetzt. Besonders genomische DNA ist sehr lang und kann sich in Lösung verschlaufen. Diese Polymerstruktur erhöht nicht nur die scheinbare Viskosität, sondern verändert auch das Verhalten der Suspension: Scherkräfte wirken ungleichmäßig, Partikel bleiben in Fäden eingebettet, und Klärschritte werden schwerer reproduzierbar. In enzymbasierten Bioprozessen ist genau diese Matrixabhängigkeit ein wiederkehrendes Thema, weil Enzyme nicht isoliert, sondern in komplexen Roh- und Zwischenströmen eingesetzt werden [2].

Nukleinsäuren können außerdem unspezifisch an Proteine, Partikel oder Chromatographiematerialien binden. Das ist besonders relevant, wenn das Zielprodukt ein rekombinantes Protein, ein Enzym, ein Antikörperfragment oder ein anderes biologisches Makromolekül ist. Nuclease ist hier kein Reinigungsverfahren im engeren Sinn, sondern ein vorgelagerter oder begleitender Prozessschritt: Sie verändert die Nukleinsäurefraktion so, dass nachfolgende Trennungsschritte weniger durch hochmolekulare DNA/RNA belastet werden.




Figure 1. 뉴클레이스 활성은 DNA 또는 RNA 골격의 포스포다이에스터 결합을 가수분해하여 긴 핵산 중합체를 더 짧은 조각으로 전환합니다.

Ein weiterer Punkt ist die Analytiknähe: In Entwicklungs- und QC-Umgebungen werden Begriffe wie **nuclease-free water**, **nuclease-free water for PCR**, **Ambion nuclease-free water** oder **nuclease free water Ambion** häufig gesucht, weil unbeabsichtigte Nucleasekontaminationen PCR, RT-PCR oder RNA-Workflows ruinieren können. Das ist die Gegenperspektive zum Prozesshilfsenzym: In PCR-Wasser will man Nucleasefreiheit, in Zelllysaten oder proteinreichen Prozessflüssigkeiten nutzt man Nuclease gezielt, wenn DNA oder RNA stören.

Mechanismus: Spaltung von Phosphodiesterbindungen

DNA und RNA bestehen aus Nukleotiden, die über Phosphodiesterbindungen zu langen Ketten verknüpft sind. Nukleasen katalysieren die Hydrolyse dieser Bindungen. Vereinfacht positioniert das Enzym die Nukleinsäure im aktiven Zentrum, aktiviert ein Wassermolekül oder ein Hydroxidion für den nucleophilen Angriff auf das Phosphoratom und stabilisiert den Übergangszustand sowie die entstehenden Endgruppen. Die Einordnung als Hydrolase ist hier nicht nur eine Klassifikation, sondern beschreibt den Kern der Reaktion [1].

Viele Nukleasen sind metallionenabhängig oder werden durch Metallionen moduliert. Metallkationen können negative Ladungen am Phosphatrückgrat abschirmen, Wasser aktivieren und die Geometrie des aktiven Zentrums stabilisieren. Eine biochemische Charakterisierung einer TatD-Nuclease aus *Thermus thermophilus* zeigt beispielhaft, dass einzelne Nukleasen in Substratpräferenz, Cofaktorabhängigkeit und Reaktionsbedingungen klar unterscheidbare Profile besitzen [3]. Für Anwender bedeutet das: „Nuclease“ beschreibt die Funktion, aber nicht automatisch das optimale Prozessfenster.

Mechanistisch ist außerdem wichtig, ob ein Enzym **endonukleolytisch** oder **exonukleolytisch** arbeitet. Endonukleasen schneiden innerhalb einer DNA- oder RNA-Kette und reduzieren daher die Kettenlänge schnell; Exonukleasen entfernen Nukleotide von freien Enden. Für die Viskositätsreduktion in Zelllysaten sind interne Schnitte besonders wirksam, weil wenige Schnitte in einem sehr langen Polymer bereits eine deutliche Verringerung der hydrodynamischen Größe bewirken.




Figure 2. 엔도뉴클레이스는 핵산 가닥의 내부를 절단하는 반면, 엑소뉴클레이스는 노출된 가닥 끝에서부터 점진적으로 분해합니다.

Wichtige Nuclease-Typen im Vergleich

Die folgende Tabelle ordnet häufige Begriffe ein, die in technischen Gesprächen, Suchanfragen und Produktvergleichen auftauchen. Sie ersetzt keine produktspezifische Spezifikation, hilft aber, Verwechslungen zu vermeiden.

Begriff	Primärer Kontext	Typische technische Bedeutung	Relevanz für B2B-Anwender
DNase	DNA-Abbau	Spaltet DNA-Fractionen, oft zur Viskositätsreduktion nach Zellaufschluss	Relevant bei DNA-belasteten Lysaten und proteinreichen Zwischenprodukten
RNase	RNA-Abbau	Spaltet RNA; in manchen Workflows erwünscht, in RNA-Analytik strikt zu vermeiden	Relevant, wenn RNA als Störstoff vorliegt
Unspezifische Nuclease	Prozesshilfe	Kann je nach Enzym mehrere Nucleinsäureformen angreifen	Interessant, wenn DNA und RNA gemeinsam reduziert werden sollen
Restriction nuclease / Restriktionsnuclease	Molekularbiologie	Schneidet DNA sequenzspezifisch	Eher Analyse-, Klonierungs- oder Engineering-Werkzeug als allgemeiner Prozesszusatz
S1 nuclease	Nucleinsäureanalytik	Bekannt als spezialisierte Nuclease für bestimmte Nucleinsäurestrukturen	Relevant in Spezialworkflows, nicht automatisch für Lysatklärung
Micrococcal nuclease	Chromatin-/DNA-Workflows	Wird häufig mit Chromatinverdau und Nucleinsäurefragmentierung verbunden	Prozessspezifisch zu bewerten
Nuclease P1	Nucleotid-/Nucleinsäureabbau	In Literatur und Katalogsprache als spezialisierte Nuclease geführt	Eher Spezialanwendung als universelle Lösung

Begriff	Primärer Kontext	Typische technische Bedeutung	Relevanz für B2B-Anwender
Benzonase nuclease	Kommerzieller Vergleichsbegriff	Häufig als unspezifische Endonuclease in Bioprozessen gesucht	Nützlich als Vergleichsbegriff, aber nicht mit jedem „Nuclease“-Produkt gleichzusetzen
Cas9 nuclease	Genome Editing	RNA-geführter DNA-Schnitt	Forschungs- und Entwicklungswerkzeug, nicht allgemeine Lysatnuclease
Zinc-finger nuclease / Zinc finger nuclease	Genome Editing	Proteinbasierte DNA-Erkennung plus Nukleaseschnitt	Präzisionswerkzeug, nicht Prozessenzym
Transcription activator-like effector nuclease / TALEN	Genome Editing	TALE-DNA-Bindung plus Nukleasedomäne	Präzisionswerkzeug, relevant bei Editing-Vergleichen

Die Unterscheidung ist mehr als Nomenklatur. Eine **restriction nuclease** erkennt spezifische Sequenzen und schneidet definierte DNA-Motive; eine Prozessnuclease zur Reduktion von Viskosität soll dagegen in der Regel viele Stellen in einer komplexen Nukleinsäurepopulation angreifen. Ebenso gehören **zinc-finger nuclease, transcription activator-like effector nuclease** und **Cas9 nuclease** zwar begrifflich zur Nuclease-Welt, sind aber Werkzeuge des Genome Editing; die Übersichtsarbeit zur Genome-Editing-Revolution beschreibt diese Entwicklung als Übergang von proteinbasierten programmierbaren Nukleasen zu CRISPR-Systemen [4].

Nuclease in Bioprozessen: wo der Nutzen entsteht

Zellaufschluss und Lysatverarbeitung

Der häufigste industrielle Einstiegspunkt ist der Zellaufschluss. Mikroorganismen, Pilzzellen, Pflanzenzellen oder tierische Zellen setzen beim Aufschluss Nukleinsäuren frei. Gerade bei Fermentations- und Biokonversionsprozessen entstehen komplexe Matrices, in denen Proteine, Zellwandbestandteile, Salze, Lipide und Nukleinsäuren gleichzeitig vorliegen. Enzymatische Prozessschritte sind in solchen bio-basierten Wertschöpfungsketten etabliert, weil sie unter vergleichsweise milden Bedingungen selektive Reaktionen ermöglichen [5].

Nuclease kann in dieser Situation die physikalische Last der DNA/RNA-Fraktion verringern. Lange Nukleinsäuren werden fragmentiert; dadurch sinkt die Netzwerkwirkung der Polymere. Das kann die Homogenisierung erleichtern und dazu beitragen, dass Fest-Flüssig-Trennung, Klärfiltration oder nachfolgende Reinigungsschritte stabiler laufen. Der Effekt ist jedoch matrixabhängig: Wenn die Viskosität primär aus Polysacchariden, Proteingelen oder Zellwandfragmenten stammt, löst eine Nuclease nicht das gesamte Problem.

Proteinaufreinigung und Enzymproduktion

Bei rekombinanten Proteinen oder industriellen Enzymen sollen Nukleinsäuren typischerweise nicht im Zielprodukt verbleiben. Sie können die Prozessflüssigkeit belasten, unspezifische Wechselwirkungen verursachen oder die Interpretation von Zwischenanalysen erschweren. Da Pilze und Bakterien als Produktionssysteme in der industriellen Biotechnologie verbreitet sind, ist die Kontrolle unerwünschter Begleitstoffe ein zentraler Teil der Prozessführung [6].




Figure 3. 방출된 긴 핵산은 점도와 얽힘을 증가시킬 수 있으며, 뉴클레이스에 의한 절편화는 이를 더 짧고 다루기 쉬운 물질로 바꿉니다.

Nuclease wirkt hier als Prozesshilfsmittel: Sie baut nicht das Protein ab, sondern reduziert DNA/RNA-Fractionen. Das unterscheidet sie klar von Proteasen, die Peptidbindungen spalten würden. In der praktischen Prozessentwicklung ist diese Substrattrennung wichtig, weil ein Nuclease-Schritt häufig in proteinreichen Umgebungen eingesetzt wird, ohne dass die Proteine selbst das Zielsubstrat sind. Dennoch können Matrixbestandteile die Aktivität beeinflussen, etwa durch Chelatoren, Salzgehalt, pH-Wert oder Substratzugänglichkeit.

Zell- und Gewebeverarbeitung

In Zell- und Gewebeprozessen kann frei werdende DNA Klumpenbildung fördern. Das ist besonders störend, wenn Suspensionen weiterverarbeitet, gezählt, filtriert oder in definierte Fraktionen getrennt werden sollen. Auch hier ist die mechanistische Erklärung dieselbe: DNA ist ein langes, geladenes Polymer; wenn es in größerer Menge frei vorliegt, verändert es die Rheologie des Systems. Eine geeignete Nuclease kann diese Polymerlänge reduzieren und damit die Handhabung verbessern.

Die Grenzen liegen in der Selektivität und im Prozessziel. Wenn intakte Nukleinsäuren Teil des Zielmaterials sind, wäre Nuclease kontraindiziert. Wenn dagegen Proteine, Zellen, Zellfragmente oder andere Biomoleküle im Vordergrund stehen und freie DNA/RNA stören, kann Nuclease sinnvoll sein. Deshalb ist die entscheidende technische Frage nicht „Ist Nuclease gut?“, sondern „Welche Nukleinsäure stört in welchem Prozessfenster?“.

Abgrenzung zu nuclease-free water und PCR-Workflows

Suchbegriffe wie **nuclease free water**, **nuclease-free water**, **nuclease free water for PCR**, **Ambion nuclease free water** oder **nuclease-free water Ambion** gehören in denselben Themenraum, beschreiben aber ein anderes Ziel. Dort geht es darum, Wasser frei von DNase- und RNase-Aktivität zu halten, damit DNA- oder RNA-Targets in PCR, qPCR, RT-PCR oder Sequenzierungsvorbereitung nicht abgebaut werden. Bei einem Nuclease-Produkt wird dagegen gezielt enzymatische Aktivität gegen Nukleinsäuren genutzt.




Figure 4. 세포 파쇄 후 뉴클레이스 처리 단계를 배치하면 청징, 여과 또는 기타 하류 공정 전에 핵산 부담을 줄일 수 있습니다.

Dieser Unterschied ist für Einkauf, Produktion und Labororganisation wichtig. Ein Prozess, der Nuclease zur Lyseklärung einsetzt, muss in empfindlichen Nukleinsäure-Workflows räumlich, zeitlich oder organisatorisch sauber getrennt werden. In Forschungsumgebungen wird die Empfindlichkeit von Nukleinsäureanwendungen gegenüber Nukleaseangriffen unter anderem daran sichtbar, dass moderne Oligonukleotid- und Genome-Editing-Technologien gezielt mit Nukleaseerkennung, Nukleaseaktivität oder Nukleasestabilität umgehen ^[4].

Genome Editing: warum zinc-finger nuclease, TALEN und Cas9 nicht dasselbe sind

Viele Suchanfragen zu „Nuclease“ führen zu Genome-Editing-Werkzeugen. **Zinc-finger nuclease** oder **zinc finger nuclease** koppelt eine DNA-bindende Zinkfinger-Domäne an eine schneidende Nukleasedomäne. **Transcription activator-like effector nuclease** beziehungsweise **transcription activator like effector nuclease** nutzt eine andere programmierbare DNA-Erkennungslogik. **Cas9 nuclease** wird durch eine RNA-Komponente an die Zielsequenz geführt. Die Genome-Editing-Literatur beschreibt diese Werkzeuge als Teil einer technischen Entwicklung, die gezielte DNA-Schnitte in lebenden Systemen ermöglicht ^[4].

Für industrielle Prozessanwender ist die Abgrenzung entscheidend. Bei der Frage **zinc finger nuclease vs TALENs vs CRISPR** geht es um Zielerkennung, Editierbarkeit, Designaufwand und Zellbiologie. Bei Nuclease als Prozesshilfsenzym geht es dagegen meist um den unspezifischen oder breit wirksamen Abbau störender DNA/RNA in einer Prozessmatrix. Beide Themen beruhen auf Nukleaseschnitten, aber sie verfolgen völlig unterschiedliche technische Ziele.

Einflussgrößen auf die Prozesswirkung

Substrat: DNA, RNA, Hybrid oder Strukturmotiv

Die erste Einflussgröße ist das Substrat. Doppelsträngige DNA, einzelsträngige DNA, RNA, RNA:DNA-Hybride, strukturierte RNA und chromatinassoziierte DNA sind für Enzyme nicht gleich gut zugänglich. Struktur, Länge, Sekundärstruktur und Proteinbindung beeinflussen, wie effizient eine Nuclease schneiden kann. Die Charakterisierung einzelner Nucleasen zeigt, dass Substratprofil und Reaktionsverhalten enzymabhängig sind und nicht allein aus dem Oberbegriff „Nuclease“ abgeleitet werden können ^[3].

In einem Zellysat liegt DNA oft zusammen mit Proteinen, Zelltrümmern und Salzen vor. In einer analytischen Probe kann die Nukleinsäure dagegen gereinigt und frei zugänglich sein. Dasselbe Enzym kann daher in zwei Matrices unterschiedlich wirken. Für den industriellen Einsatz ist diese Matrixabhängigkeit wichtiger als die idealisierte Reaktion in einer einfachen Lösung.




Figure 5. 염과 매트릭스의 화학적 특성은 효소 표면과 핵산 골격 사이의 정전기적 상호작용에 영향을 주어 뉴클레이스 성능을 좌우할 수 있습니다.

pH-Wert, Temperatur und Ionenmilieu

Wie andere Enzyme besitzt auch eine Nuclease ein Bedingungsfenster, in dem Struktur und katalytische Gruppen passend protoniert, gefaltet und koordiniert sind. pH-Wert und Temperatur beeinflussen die Proteinstruktur, die Ladung des Nukleinsäurerückgrats und die Geschwindigkeit der Hydrolyse. Das Ionenmilieu kann zusätzlich wirken, weil Nukleinsäuren polyanionisch sind und viele Nucleasen Metallionen für die Katalyse oder Stabilisierung benötigen ^[1].

In der Prozesspraxis darf man deshalb nicht nur auf die Anwesenheit von Nuclease schauen. Chelatoren, hohe Salzkonzentrationen, Detergenzien, extreme pH-Werte oder denaturierende Bestandteile können die Wirkung verändern. Umgekehrt kann ein geeigneter Prozesspuffer die Reaktion unterstützen, sofern er mit Zielprodukt und Downstream-Schritten vereinbar ist. Konkrete Bedingungen sind produktspezifisch und gehören in die jeweilige interne Prozessentwicklung.

Kontaktzeit und Durchmischung

Nuclease wirkt nur dort, wo Enzym und Substrat zusammenkommen. In viskosen Lysaten ist Durchmischung deshalb nicht trivial: DNA erhöht die Viskosität, und genau diese Viskosität kann anfangs die Verteilung des Enzyms erschweren. Eine gute Prozessintegration berücksichtigt daher, dass der Nutzen oft zeitabhängig entsteht: Mit zunehmender Fragmentierung verbessert sich die Mischbarkeit, wodurch weitere Substratbereiche zugänglich werden.

Auch Feststoffe beeinflussen die Reaktion. Zelltrümmer können Nukleinsäuren binden oder einschließen; Proteinkomplexe können DNA abschirmen; Membranbestandteile können Enzyme adsorbieren. Solche Effekte erklären, warum ein Nuclease-Schritt nicht als isolierte Reaktion betrachtet werden sollte, sondern

als Teil einer Gesamtsequenz aus Zellaufschluss, Konditionierung, Klärung und Aufreinigung.

Vergleich: Prozessnuclease, Spezialnuclease und Editing-Nuclease

Kategorie	Ziel	Erkennung	Hauptnutzen	Typische Verwechslung
Prozessnuclease	Reduktion störender DNA/RNA	Häufig breit oder substratklassenbezogen	Viskositätsreduktion, bessere Klärbarkeit, Entlastung von Downstream-Schritten	Wird fälschlich wie ein sequenzspezifisches Werkzeug betrachtet
Restriction nuclease	Definierter DNA-Schnitt	Sequenzspezifisch	Klonierung, Mapping, molekularbiologische Analyse	Wird fälschlich als allgemeine Lysatnuclease verstanden
S1 nuclease, micrococcal nuclease, nuclease P1	Spezialisierte Nukleinsäure-Workflows	Struktur- oder substratabhängig	Analytische oder präparative Spezialanwendungen	Wird ohne Prüfung auf allgemeine Prozessmedien übertragen
Zinc-finger nuclease, TALEN, Cas9 nuclease	Genome Editing	Programmierbare Zielerkennung	Gezielte Genommodifikation	Wird mit industrieller Nukleinsäurereduktion verwechselt
Nuclease-free water	Schutz vor Nukleinsäureabbau	Keine Enzymaktivität erwünscht	PCR-, RNA- und Sequenzierungsworkflows	Wird sprachlich mit Nuclease-Produkt verwechselt

Diese Übersicht zeigt, warum der Suchbegriff „Nuclease“ allein technisch ungenau ist. Für Enzymes.bio-Kunden steht in der Regel nicht die programmierbare Genomveränderung im Vordergrund, sondern der kontrollierte Abbau störender Nukleinsäuren in biologischen Prozessströmen. Genome-Editing-Nukleasen bleiben fachlich relevant, weil sie dieselbe Grundreaktion — einen DNA-Schnitt — nutzen, aber ihr Designziel ist ein anderes [\[4\]](#).



Figure 6. 뉴클레이스는 DNA 복구, RNA 조절, 면역 방어, 바이러스 RNA 처리, 생물막 매트릭스 붕괴, 바이오공정 정제 등 생물학과 기술 전반에서 기능합니다.

Nachhaltigkeits- und Prozesskontext

Enzymatische Hilfsschritte werden in der Bioökonomie oft eingesetzt, weil sie Reaktionen unter milden Bedingungen ermöglichen und chemische oder mechanische Intensität reduzieren können.

Übersichtsarbeiten zu Enzymen in bio-basierten Raffineriekonzepten beschreiben Enzyme als zentrale Werkzeuge, um heterogene biologische Rohstoffe selektiv umzusetzen und Mehrproduktprozesse zu strukturieren [2]. Nuclease passt in diesen Kontext, wenn Nukleinsäuren nicht Wertstoff, sondern Prozesshindernis sind.

Das bedeutet nicht, dass Nuclease automatisch einen Prozess nachhaltiger macht. Der Nutzen entsteht nur, wenn der Schritt nachweislich Pumpbarkeit, Trennung, Ausbeute, Reproduzierbarkeit oder Abfallprofil verbessert. In biotechnologischen Anlagen ist Enzymeinsatz immer eine Systementscheidung: Enzymkosten, Prozesszeit, Pufferkompatibilität, Inaktivierung oder Entfernung des Enzyms und Auswirkungen auf Folgeoperationen müssen zusammen betrachtet werden.

Sicherheit, Dokumentation und verantwortliche Verwendung

Nukleasen sind biologisch aktive Proteine. Wie bei anderen Enzymprodukten sind Staubvermeidung, geeignete persönliche Schutzausrüstung und die Beachtung des Sicherheitsdatenblatts Teil der sicheren Handhabung. Industrielle Produktionsorganismen und Enzymquellen werden in der Literatur auch unter Sicherheitsaspekten diskutiert, etwa bei etablierten Pilzsystemen der industriellen Biotechnologie [7]. Für das konkrete Handelsprodukt sind die mitgelieferten Produktdokumente maßgeblich.

Bei Bestellungen über Enzymes.bio werden CoA und SDS mitgeliefert. Das unterstützt Wareneingang, interne Dokumentation und Arbeitssicherheit, ersetzt aber keine kundenseitige Freigabe für regulierte Anwendungen. Enzymes.bio stellt das Produkt als Lieferant online bereit; Aussagen zu Herstellprozessen, Laborprüfungen oder kundenspezifischen Freigaben sollten daraus nicht abgeleitet werden.




Figure 7. 세포의 DNA가 매트릭스 구조에 기여하는 생물막에서는 뉴클레이스 절단이 매트릭스 내 중합체의 연속성을 감소시킬 수 있습니다.

Wann Nuclease besonders sinnvoll ist

Nuclease ist besonders plausibel, wenn drei Bedingungen zusammenkommen: Erstens liegt freie DNA oder RNA in relevanter Menge vor. Zweitens stört diese Nukleinsäure die Verarbeitung, etwa durch Viskosität, unspezifische Bindung oder Downstream-Belastung. Drittens ist das Zielprodukt selbst keine intakte Nukleinsäure, die erhalten bleiben muss. Unter diesen Voraussetzungen kann ein Nuclease-Schritt einen klaren technischen Zweck erfüllen.

Weniger geeignet ist Nuclease, wenn DNA oder RNA Zielprodukt, analytischer Marker oder funktioneller Bestandteil des Materials ist. Auch bei PCR-, RNA- oder Sequenzierungsworkflows ist meist das Gegenteil gewünscht: Man arbeitet mit nuclease-free water und nuclease-armen Verbrauchsmaterialien, um Abbau zu verhindern. Diese doppelte Rolle erklärt, warum derselbe Begriff in Einkauf, Produktion und Labor sehr unterschiedliche Bedeutungen haben kann.

Kernaussage für industrielle Anwender

Nuclease ist ein gezieltes Prozesshilfsmittel zur enzymatischen Fragmentierung von DNA und/oder RNA. Der wichtigste industrielle Nutzen liegt in der Reduktion störender Nukleinsäuren in Zellysaten, proteinreichen Zwischenprodukten und biologischen Prozessflüssigkeiten. Mechanistisch beruht die

Wirkung auf der Hydrolyse von Phosphodiesterbindungen; die tatsächliche Prozessleistung hängt vom konkreten Nuclease-Typ, Substrat, pH-Wert, Temperatur, Ionenmilieu, Matrix und Kontaktzeit ab ^[3].

Enzymes.bio bietet Nuclease in 1-kg-Einheiten direkt online an. Das Produkt sollte fachlich nicht mit nuclease-free water, restriction nuclease, zinc-finger nuclease, TALEN oder Cas9 nuclease gleichgesetzt werden: Diese Begriffe gehören zwar zur gleichen biochemischen Landschaft, adressieren aber andere Aufgaben. Für B2B-Kunden zählt vor allem die saubere Einordnung im Prozess: Nuclease ist dann sinnvoll, wenn DNA oder RNA stören — und nicht, wenn Nukleinsäuren geschützt, amplifiziert oder gezielt editiert werden sollen.

Nuclease online bestellen

Verkauf in 1 kg-Einheiten, ab Lager und versandbereit. Bestellen Sie direkt in unserem Shop — bezahlen Sie online, wir bearbeiten Ihre Bestellung. Ein Analysenzertifikat und ein Sicherheitsdatenblatt liegen jeder Bestellung bei.

[Nuclease kaufen →](#)

Referenzen

Nummeriert nach Reihenfolge der Erstzitation. Open-Access-Quellen, jeweils zum Veröffentlichungszeitpunkt auf Erreichbarkeit geprüft; die Zitationsnummern im Text verlinken hierher:

1. Shukla, E., Bendre, A. D., & Gaikwad, S. M. (2022). [Hydrolases: The most Diverse Class of Enzymes](#). *Hydrolases [Working Title]*.
2. Kumar, B., & Verma, P. (2020). [Enzyme mediated multi-product process: A concept of bio-based refinery](#). *Industrial Crops and Products*, 154, 112607.
3. Zhao, Y., Xiang, X., & Liu, X. (2024). [The biochemical characterization of a TatD nuclease from *Thermus thermophilus*](#). *Protein Expression and Purification*, 106557 .
4. Oost, J., & Patinios, C. (2023). [The genome editing revolution.](#) *Trends in Biotechnology*.
5. Bilal, M., & Iqbal, H. M. (2019). [Sustainable bioconversion of food waste into high-value products by immobilized enzymes to meet bio-economy challenges and opportunities - A review.](#) *Food Research International*, 123, 226-240 .
6. Gupta, V., Kubicek, C., Berrin, J., Wilson, D. W., Couturier, M., Berlin, A., Filho, E., ... et al. (2016). [Fungal Enzymes for Bio-Products from Sustainable and Waste Biomass.](#) *TIBS -Trends in Biochemical Sciences. Regular ed*, 41 7, 633-645 .
7. Frisvad, J., Møller, L. L. H., Larsen, T. O., Kumar, R., & Arnau, J. (2018). [Safety of the fungal workhorses of industrial biotechnology: update on the mycotoxin and secondary metabolite potential of *Aspergillus niger*, *Aspergillus oryzae*, and *Trichoderma reesei*](#). *Applied Microbiology and Biotechnology*, 102, 9481 - 9515.

Enzymes.bio kontaktieren


Fragen zu einer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.

E-MAIL wholesale@enzymes.bio

TELEFON (USA) **+1 (507) 428-6057**

[Kontakt aufnehmen →](#)

 **400+** B2B-Kunden

 **60+** universitäre Forschungspartner

 **54** weltweit beliefert

© 2026 Enzymes.bio · Enzymlieferant für Industrie & Lebensmittelverarbeitung · Nicht zum menschlichen Verzehr oder für den Einzelverkauf.